

ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения

**Гель силиконовый ДЕРМАТИКС для предотвращения образования рубцов,
в тубах из термопласта по 6, 15, 60 г.**

ДЕРМАТИКС – силиконовый гель для предотвращения образования рубцов непосредственно после заживления раны и коррекции незрелых выступающих рубцов.

Что представляет собой гель Дерматикс?

ДЕРМАТИКС – это прозрачный быстровысыхающий гель, способствующий поддержанию равномерной увлажненности кожи, оказывает корректирующее воздействие на рубцы, являющиеся результатом травм, ожогов, хирургических вмешательств и других повреждений кожи.

ДЕРМАТИКС обладает способностью сглаживать и смягчать выступающие рубцы, облегчать связанные с ними болезненность, зуд и ощущение дискомфорта, а также уменьшать покраснение кожи.

ДЕРМАТИКС легко наносится на все участки кожи, включая лицо, суставы и сгибы, быстро высыхает и образует невидимую защитную «пленку».

ДЕРМАТИКС состоит из смеси полимерных кремнийорганических соединений (полисилоксаны). Выпускается в виде геля для наружного применения в тубах по 6, 15 и 60 г.

Для чего применяется гель Дерматикс?

ДЕРМАТИКС гель применяется для лечения и предупреждения образования гипертрофических и келоидных рубцов (после хирургических вмешательств, ожогов или в результате иных травм) на ранних стадиях непосредственно после заживления раны.

Также гель может быть использован для выступающих незрелых красных рубцов, находящихся в процессе формирования и до 2 лет после закрытия раны.

Как применяется гель Дерматикс?

Снимите крышку тубы и срежьте наконечник. У тубы 60 г достаточно просто снять защитную пленку.

ДЕРМАТИКС гель следует наносить 2 раза в день (утром и вечером), соблюдая указанные ниже инструкции:

- Обрабатываемый участок кожи промойте водой, промокните досуха. ДЕРМАТИКС следует наносить только на чистую и сухую кожу.
- Мягкими массажными движениями вотрите небольшое количество геля в рубец. В случае нанесения слишком большого количества геля, излишки следует убрать салфеткой, чтобы не испачкать одежду.
- После того, как Дерматикс гель окончательно высохнет, можно наносить косметические средства.

Минимальная продолжительность профилактического курса не менее 2 месяцев, при осложненном рубцевании может потребоваться более длительное применение.

ДЕРМАТИКС может применяться в педиатрии.

В каких случаях не следует применять Дерматикс гель?

- ДЕРМАТИКС гель не должен применяться на открытых, незаживших ранах.

- Следует избегать попадания геля на слизистую оболочку и на участки кожи, находящиеся в непосредственной близости от глаз.
- Не следует наносить ДЕРМАТИКС поверх любых дерматологических препаратов, не проконсультировавшись с врачом.

Возможны ли нежелательные эффекты при использовании геля ДЕРМАТИКС?

В редких случаях применение геля может вызвать покраснение, болевые ощущения или раздражение на коже. Если это Вас беспокоит, или Вы заметили, что развиваются иные нежелательные проявления, обратитесь за консультацией к Вашему лечащему врачу.

Как хранить Дерматикс гель?

- Хранить в недоступном для детей месте!
- Хранить при температуре не выше 25 °С; вдали от источников нагревания.
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности

3 года

Дополнительная информация

Дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись к Вашему лечащему врачу.

Производитель: Хансон Медикал Инк., США

Представитель в РФ: Представительство «МЕДА Фармасьютикалс Швейцария ГМБХ»,
109028, г. Москва, Серебряническая наб., д.29,
тел.(495) 748- 5193, 660-5303
<http://dermatix-gel.ru>

Изделие медицинского назначения «Гель силиконовый ДЕРМАТИКС для предотвращения образования рубцов» зарегистрировано в Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и внесено в государственный Реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06187 от 23.06.2010 г.

MEDA-logo